

Entretien **Base molle**

Votre nouveau rebasage a des nombreux avantages
Ressemblance à la gencive naturelle, port agréable, grande stabilité mécanique.
S.V.P. Veuillez considérer les conseils d'hygiène suivants.

- ✓ Après chaque repas ôtez la prothèse et rincez-la à fond à l'eau courante.
- ✓ Notamment après la consommation de jus de fruits ou de légumes il est utile de bien rincer aussi la bouche à l'eau courante.
- ✓ Une fois par jour, la prothèse rebasée doit être nettoyée à fond (exempte de plaque) Nettoyez-la avec une brosse à dents à poils souples et à l'aide d'un savon vaisselle liquide ou **POLIDENT** en mousse.
- ✓ De même, les produits de nettoyage prothétique du commerce peuvent être utilisés.
- ✓ Toutefois, la prothèse rebasée ne doit pas être immergée dans cette solution pendant plus de 10-15 min, pour éviter une décoloration.
- ✓ Pendant la nuit, enlevez la prothèse, nettoyez-la et tenez-la au sec pour éviter les bactéries.
- ✓ Au matin, la mettre dans l'eau 10 minutes avant de la remettre en bouche pour éviter les mauvaises odeurs.
- ✓ Notez que la consommation fréquente de thé, café, ou de vin accélère les décolorations.
- ✓ Avertissement pour les fumeurs.
Sous l'influence du tabac la prothèse rebasée change irréversiblement de couleur !
- ✓ Notez que la base molle devra être changée après 2 à 3 ans.