

Entretien d'une prothèse avec **Flexite**

- ✓ **Ne jamais** nettoyer votre prothèse **FLEXITE** à l'eau chaude.
- ✓ Brossez votre prothèse **FLEXITE** à l'eau tiède (37 degrés Celsius maximum).
- ✓ Utilisez une brosse à dents douce avec **POLIDENT EN MOUSSE** ou du **savon à vaisselle**.
- ✓ Rincer à l'eau tiède **MAXIMUM**.
- ✓ Lors du coucher, enlever la prothèse et la mettre dans votre écrin **à sec**.
- ✓ **Ne jamais** mettre votre prothèse dans **l'EAU** ou dans une **solution nettoyante**.

La prothèse **FLEXITE** est en thermoplastique

- o Aucune absorption
- o Aucune porosité
- o Aucune sécheresse

Donc, les bactéries sont superficielles ainsi que les taches.

Félicitations!
Vous avez choisi un produit BIO-Compatible!